

产品说明书

细胞角蛋白(高分子量)抗体

货号：ABB010

产品名称	细胞角蛋白(高分子量)抗体
来源宿主	鼠单抗
反应种属	H
克隆类型	单克隆
克隆号	34βE12
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Protein A affinity purified
形式	Liquid
存储溶液	PBS (pH7.4),0.05% BSA,40% Glycerol. Preservative: 0.05% Sodium Azide.
存储方式	Store at -20°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	免疫组化/荧光
使用方法	1:100-1:200
有效期	-20°C/1 year
别名	CK(HMW)
细胞定位	细胞质
产品介绍	高分子量角蛋白抗体（34βE12）与人角蛋白中间丝蛋白1、5、10和14反应。表达于鳞状上皮、导管上皮和其他复层上皮。是前列腺基底细胞的特异性标记物，多与p63联合显示前列腺基底细胞以协助前列腺的诊断，还可用于鉴别乳腺导管及小叶上皮来源的肿瘤。

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com