

产品说明书

上皮膜抗原抗体

货号：ABB007

产品名称	上皮膜抗原抗体
来源宿主	鼠单抗
反应种属	H
克隆类型	单克隆
克隆号	CMA052
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Protein A affinity purified
形式	Liquid
存储溶液	PBS (pH7.4),0.05% BSA,40% Glycerol. Preservative: 0.05% Sodium Azide.
存储方式	Store at -20°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	免疫组化/荧光
使用方法	1:100-1:200
有效期	-20°C/1 year
别名	EMA
细胞定位	细胞质
产品介绍	EMA是一组糖蛋白，广泛分布于各种上皮细胞及其来源的肿瘤，是许多肿瘤组织的标记物。EMA阳性表达的肿瘤包括大多数癌、间皮瘤、滑膜肉瘤和上皮样肉瘤等，但在肝癌、肾上腺癌，恶性淋巴瘤、黑色素瘤和软组织肿瘤中几乎不表达。

For research use only !

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄，电话：19101712317，邮箱：469340997@qq.com