

产品说明书

GZMB/Granzyme B Rabbit mAb

货号: ABB00027

产品名称	GZMB/Granzyme B Rabbit mAb
来源宿主	Rabbit
反应种属	Human Mouse Rat
克隆类型	Rabbit monoclonal
克隆号	A598
同种型	IgG
标记	unconjugated
纯化方式	Protein A affinity purified.
形式	Liquid
存储溶液	PBS (pH7.4),0.05% BSA,40% Glycerol. Preservative: 0.05% Sodium Azide.
存储方式	Store at +4°C after thawing. Aliquot store at -20°C. Avoid repeated freeze / thaw cycles.
应用	IHC-P,mlHC
使用方法	IHC-P 1:100-1:300; mlHC 1:100-1:300
有效期	one year
别名	C11,Cathepsin G like 1,CCPI,CGL1,CSP B,CTLA 1,Granzyme 2,Granzyme B,Gzmb
SwissProt	P10144
细胞定位	Cytoplasmic granule.
产品介绍	This enzyme is necessary for target cell lysis in cell-mediated immune responses. It cleaves after Asp. Seems to be linked to an activation cascade of caspases (aspartate-specific cysteine proteases) responsible for apoptosis execution. Cleaves caspase-3, -7, -9 and 10 to give rise to active enzymes mediating apoptosis.

For research use only!

慧蓝生物 竭诚为您服务

地址: 上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄, 电话: 19101712317, 邮箱: 469340997@qq.com